

No: 20195-134

Pince BiClamp[®] LAP



- Coagulation de structures tissulaires de surfaces importantes
- Préparation séparée de vaisseaux en général inutile
- Coagulation rapide, efficace, par l'adaptation optimale de l'instrument et du générateur VIO
- BiClamp réutilisable (autoclavable), procédé rapide, économie de matériels de suture
- Fonction AUTO STOP: confort pour l'utilisateur avec un résultat optimal
- Système Plug & Play : réglage automatique de paramètres spécifiques dès la connexion de l'instrument

Dimensions et poids

Diamètre d'emmanchement	5 mm
Longueur	340 mm
Longueur de câble	avec câble de raccordement 4 m

Caractéristiques essentielles

Forme	Maryland
Connexion	fiche MF

Surface

Mors	Mors striés
Revêtement	revêtement non adhésif

Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C

Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	

Autres informations produit

Capacité de charge électrique maximale	0.25 kVp
Unité d'emballage	1 pièce