

No: 20321-009

Tuyau d'aspiration



Dimensions et poids

Longueur	2.7 {Meter}
----------	-------------

Caractéristiques essentielles

Compatibilité	Connexion Ø 22 mm
Connexion	avec connexion Ø 22 mm

Nettoyage et préparation

Stérilisation en autoclave	max 134 °C
Nettoyage en machine	max 95 °C

Normes

Classification selon la directive CE 93/42/CEE II b	IIa
Classe de protection selon EN 60 601-1 I	
Type selon EN 60 601-1	

Autres informations produit

Unité d'emballage	1 pièce
-------------------	---------