

No: 20195-541

Pincette bipolaire Premium, baïonnette

- Faible adhésion tissulaire grâce à une conductivité thermique élevée
- Longévité des instruments due à l'utilisation d'alliages de haute qualité
- Coagulation ciblée grâce à une géométrie extrêmement fine de la pointe
- Saisie sûre du tissu grâce aux surfaces de préhension rugueuses
- Minimum d'entretien intraopératoire
- Bonne visibilité du champ opératoire due au manque de réflexes lumineux (p. ex. lors de préparations sous microscope)



Dimensions et poids

Pointe	pointe 1,2 mm, mousse
Longueur	200 mm

Caractéristiques essentielles

Forme	baïonnette, coudée vers le bas
-------	--------------------------------

Surface

Mors	rugueuse
------	----------

Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C

Normes

Classification selon la directive CE 93/42/CEE II b	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1 I	
Type selon EN 60 601-1	

Autres informations produit

Unité d'emballage	1 pièce
Capacité de charge électrique maximale	0.5 kVp