

No: 20195-541

## Pincette bipolaire Premium, baïonnette

- Faible adhésion tissulaire grâce à une conductivité thermique élevée
- Longévité des instruments due à l'utilisation d'alliages de haute qualité
- Coagulation ciblée grâce à une géométrie extrêmement fine de la pointe
- Saisie sûre du tissu grâce aux surfaces de préhension rugueuses
- Minimum d'entretien intraopératoire
- Bonne visibilité du champ opératoire due au manque de réflexes lumineux (p. ex. lors de préparations sous microscope)



### Dimensions et poids

Pointe	pointe 1,2 mm, mousse
Longueur	200 mm

### Caractéristiques essentielles

Forme	baïonnette, coudée vers le bas
-------	--------------------------------

### Surface

Mors	rugueuse
------	----------

### Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C

### Normes

Classification selon la directive CE 93/42/CEE II b	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1 I	
Type selon EN 60 601-1	

### Autres informations produit

Unité d'emballage	1 pièce
Capacité de charge électrique maximale	0.5 kVp