

No: 20195-509



## Pincette bipolaire Premium, droite

- Faible adhésion tissulaire grâce à une conductivité thermique élevée
- Longévité des instruments due à l'utilisation d'alliages de haute qualité
- Coagulation ciblée grâce à une géométrie extrêmement fine de la pointe
- Saisie sûre du tissu grâce aux surfaces de préhension rugueuses
- Minimum d'entretien intraopératoire
- Bonne visibilité du champ opératoire due au manque de réflexes lumineux (p. ex. lors de préparations sous microscope)

Dimensions et poids	
Pointe	pointe 1 mm, mousse
Longueur	185 mm
Caractéristiques essentielles	
Forme	droite, coudée
Surface	
Mors	rugueuse
Nettoyage et préparation	
Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C
Normes	
Classification selon la directive CE 93/42 EWG	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	
Autres informations produit	
Unité d'emballage	1 pièce
Capacité de charge électrique maximale	0.5 kVp