


No: 20191-004

## Chevalet de stérilisation pour 8 électrodes



- La forme et la taille adaptés à tous les cas et à chacun
- Utilisées dans toutes les disciplines de la chirurgie ouverte

### Dimensions et poids

Dimensions	66 x 17 x 46 mm
Diamètre d'emmanchement	4 mm

### Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 134 °C

### Autres informations produit

Unité d'emballage	1 pièce
-------------------	---------