

No: 20195-502



## Pincette bipolaire Premium, droite

- Faible adhésion tissulaire grâce à une conductivité thermique élevée
- Longévité des instruments due à l'utilisation d'alliages de haute qualité
- Coagulation ciblée grâce à une géométrie extrêmement fine de la pointe
- Saisie sûre du tissu grâce aux surfaces de préhension rugueuses
- Minimum d'entretien intraopératoire
- Bonne visibilité du champ opératoire due au manque de réflexes lumineux (p. ex. lors de préparations sous microscope)

### Dimensions et poids

Pointe	pointe 0,4 mm, très fine
Longueur	120 mm

### Caractéristiques essentielles

Forme	droite
-------	--------

### Surface

Mors	rugueuse
------	----------

### Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C

### Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	

### Autres informations produit

Unité d'emballage	1 pièce
Capacité de charge électrique maximale	0.5 kVp