

No: 20195-064

Pincette bipolaire Classic, coudée à l'extrémité



Dimensions et poids

Pointe	pointe 0,7 mm, fine
Longueur	225 mm
Longueur des mors	5 mm

Caractéristiques essentielles

Forme	coudée à l'extrémité
-------	----------------------

Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C

Autres informations produit

Capacité de charge électrique maximale	0.5 kVp
Unité d'emballage	1 pièce