

No: 20195-035



## Pincette bipolaire Classic, coudée

### Dimensions et poids

Pointe	pointe 0,5 mm, fine
Longueur	105 mm
Longueur des mors	6 mm

### Caractéristiques essentielles

Forme	coudée
-------	--------

### Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C

### Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	

### Autres informations produit

Capacité de charge électrique maximale	0.3 kVp
Unité d'emballage	1 pièce