

No: 20195-147

Insert pour pince BiClamp[®] LAP, Maryland



Dimensions et poids

Diamètre d'emmanchement	5 mm
Longueur d'aiguille	340 mm
Longueur	340 mm

Caractéristiques essentielles

Forme	Maryland
-------	----------

Surface

Mors	lisse
------	-------

Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C

Normes

Classification selon la directive CE 93/42/CEE II b	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1 I	
Type selon EN 60 601-1	

Autres informations produit

Unité d'emballage	1 pièce
-------------------	---------