

No: 21195-221

BiClamp® 150 C



- Coagulation de structures tissulaires de surfaces importantes
- Préparation séparée de vaisseaux en général inutile
- Coagulation rapide, efficace, par l'adaptation optimale de l'instrument et du générateur VIO
- BiClamp réutilisable (autoclavable), procédé rapide, économie de matériels de suture
- Fonction AUTO STOP: confort pour l'utilisateur avec un résultat optimal
- Système Plug & Play : réglage automatique de paramètres spécifiques dès la connexion de l'instrument

Dimensions et poids	
Longueur	150 mm
Longueur de câble	avec câble de raccordement 4 m
Caractéristiques essentielles	
Forme	coudée à 23°
Connexion	{MF-2-Stecker}
Surface	
Mors	lisse
Revêtement	avec revêtement en céramique
Nettoyage et préparation	
Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C
Normes	
Classification selon la directive CE 93/42 EWG	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	
Autres informations produit	
Unité d'emballage	1 pièce
Capacité de charge électrique maximale	0.25 kVp