

No: 21191-117

Electrode aiguille en tungstène



- La forme et la taille adaptés à tous les cas et à chacun
- Utilisées dans toutes les disciplines de la chirurgie ouverte

Dimensions et poids

Diamètre d'emmanchement	2.4 mm
Longueur	35 mm
Dimensions	ø 0,5 x 3 mm

Caractéristiques essentielles

Forme	coudée
Compatibilité	VIO, ICC, ACC
Flexibilité	rigide
Couleur	noire

Surface

Isolation	isolée
-----------	--------

Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C

Autres informations produit

Unité d'emballage	1 pièce
Capacité de charge électrique maximale	1 kVp