

No: 20195-169

Pincette bipolaire Classic, baïonnette



Dimensions et poids

Pointe	pointe 1,2 mm, mousse
Longueur des mors	5 mm
Longueur	250 mm

Caractéristiques essentielles

Forme	baïonnette, coudée vers le haut
-------	---------------------------------

Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C

Autres informations produit

Unité d'emballage	1 pièce
Capacité de charge électrique maximale	0.5 kVp