

No: 20195-558

## Pincette bipolaire PREMIUM, baïonnette



### Dimensions et poids

Pointe	pointe 2 mm, mousse
Longueur	250 mm

### Caractéristiques essentielles

Forme	baïonnette
-------	------------

### Surface

Mors	rugueuse
------	----------

### Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C

### Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	

### Autres informations produit

Unité d'emballage	1 pièce
Capacité de charge électrique maximale	0.5 kVp