

No: 10135-000

APC 3



- Coagulation par plasma d'argon avec le confort d'utilisation de l'interface logique et plausible du dispositif VIO 3
- « Plug and operate », brancher l'instrument et commencer immédiatement l'application APC
- pulsedAPC et forcedAPC à réglage fin (100 incréments)
- preciseAPC, le nouveau mode pour un niveau d'énergie inférieur et des structures sensibles

Dimensions et poids

Largeur x Hauteur x Profondeur	415 x 100 x 375 mm
Poids	5,3 kg

Approvisionnement gaz

Type de gaz	{Argon 4.8 (99,998 %)}
-------------	------------------------

Autres informations produit

Unité d'emballage	1 pièce
-------------------	---------