

No: 20195-247

## Pince BiClamp<sup>®</sup> E LAP



- Coagulation rapide, efficace, par l'adaptation optimale de l'instrument et du générateur VIO
- BiClamp réutilisable (autoclavable), procédé rapide, économie de matériels de suture

### Dimensions et poids

Diamètre d'emmanchement	5 mm
Longueur	340 mm
Longueur de câble	avec câble de raccordement 4 m

### Caractéristiques essentielles

Forme	Maryland
Connexion	fiche MF

### Surface

Mors	lisse
Revêtement	revêtement non adhésif

### Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C

### Autres informations produit

Unité d'emballage	1 pièce
Capacité de charge électrique maximale	0.25 kVp